



Toolbox

- No se recomiendan los monitores de muñeca y de dedo porque dan lecturas menos fiables.
- Elija un monitor que haya sido validado. Si no está seguro pida consejo a su médico o farmacéutico.
- "I seleccionar un monitor de presión arterial para una persona mayor una mujer embarazada o un niño asegúrese de que esté validado para estas condiciones.
- "segúrese que el brazalete se ajuste & mida alrededor de la parte superior del brazo y elija un monitor que venga con el brazalete del tamaño correcto.